

I.S.P. indikator

Bruksanvisning

Steam Emulating Indicator (Type 6)

3FSKS645834 - 3,5 min. (134 °C - 3,5 min)

3FSKS645836 - 5,3 min. (134 °C - 5,3 min)

Steam Emulating Indicator (type 6) er utviklet for å teste om en effektiv steriliserings effekt er oppnådd, og for å sikre at minimumssteriliserings parametere som kreves er nådd i dampsteriliseringsprosess (innenfor og utenfor sterile barriere system).

Stripsen er en kjemisk indikator som er brukt med en indikator blekkmerke som er i samsvar med de krav til ytelse av ISO 11140-1 for type 6 indikatorer (Emulating Indikatorer). Indikator blekk inneholder ingen tungmetaller. Indikatoren er luktfri og gnis ikke av. For å garantere feilfri funksjonalitet av produktet er det viktig å lese og følge instruksjonene for bruk nøye.

Aplikasjon

Plasser ubrukt Steam Emulating Indicator (type 6) i sterilisatoren, f.eks i en gjennomsiktig pose eller container eller på en av brikkene i trallen ved siden av elementet som skal steriliseres. Bruk så mange indikatorer du ønsker på denne måten i steriliseringssyklusen. Steriliseringssyklusen må ha de samme parametere (temperatur *, tid *, damp) som de som er trykt på indikator strip. Sjekk relevant kjemisk indikator for å vurdere om de angitte steriliserings parametere for denne syklusen, og for bestemt plassering av indikatorstripen er nådd i steriliseringskammeret eller innenfor bestemte sterile barrieresystemer.

Evaluering

For å bekrefte resultatet, sjekk den steriliserte indikatorstripen og vurder farge overgang merke, som var lyseblå før sterilisering. Vurder fargen på indikator merke ved hjelp av "Test bestått" fargespekter se nederst. Referanse fargen "damp" som er trykt ved siden av merket hjelper deg med å analysere resultatet raskt (nedre grense for fargeendring). Når de angitte steriliseringsparameterne har blitt oppnådd ved posisjonen av indikator strips, er indikatoren fullført, dvs. jevnt forandret fra lys blå til rosa. Hvor de angitte steriliserings parameter ikke er nådd ved posisjonen til indikatoren strips (=error i henhold til ISO 11140-1, type 6), viser indikatoren som ble benyttet i et område som ikke har / ikke helt skiftet farge. I dette tilfellet, må du ikke bruke det sterile utstyret og kontrollere steriliseringskammeret eller ytelsen og effektiviteten av sterilisator. Dokumentasjon skal signeres med kontrastnatur for å være lovlig.

* Temperatur og tid kan variere litt etter vanlige toleranser; Vennlig se e.g. EN 285 og

Test feilet

Test bestått