



Semipermeabel film

Beskyttende maskeringslag

Hyperabsorberende

Hydrocellulært skum

Silikon heft



 **smith&nephew**
ALLEVYN[®]
Life 



- Unik firkløverform med bred klebekant som er utviklet for å kunne tilpasses kroppens komturer og fikseres på en sikker måte. Bandasjen kan sitte på under dusjing²⁻⁴
- Diskresjonslaget reduserer synligheten av sår væske gjennom bandasjen (*in-vitro*)⁵, og pasienten kan føle seg trygg og sikker på at bandasjen ikke tiltrekker seg negativ oppmerksomhet
- Fremragende evne til å holde på væske under trykk (*in-vitro*)⁶
- Gir pasienten trygghet ved å forhindre lekkasje (*in-vitro*)⁶
- Luktabsorberende ved test (*in-vitro*) på representative luktforbindelser⁷
- ALLEVYN Life's flerlagsbandasje virker støtdempende og hjelper til med å fordele trykket (*in-vitro*)⁸
- Sårkontaktlag i silikon reduserer smerte og ubehag ved fjerning av bandasjen⁹ og gjør det mulig å løfte og reaplikere bandasjen¹⁰
- Skifteindikator hjelper til å unngå unødvendige bandasjeskift

Indikasjoner

ALLEVYN Life er en sekundær bandasje for behandling av overfladiske, granulerende sår, kroniske og akutte væskende sår, full- og delhudssår som trykksår, leggsår, diabetiske fotsår, maligne sår, kirurgiske sår, første- og annengrads forbrenninger, donorsteder, hudrifter og onkologiske sår. ALLEVYN Life kan brukes på infiserte sår, dersom produktet brukes etter lokal klinisk protokoll.

Applikering

Rengjør huden i henhold til normal prosedyre. Velg passende bandasjestørrelse. Forbered og rengjør omkringliggende hud ved å fjerne overføldig fuktighet. Kraftig hårvekst bør fjernes for å sikre at bandasjen fester tett til såret. Fjern ett av dekkpapirene fra ALLEVYN Life og påfør den klebende siden mot huden. Glatt ut bandasjen over såret og sikre at den ikke har folder. Fjern resterende dekkpapir og glatt ut over resten av såret uten å strekke i bandasjen. Sårputen alene skal dekke over hele sårets overflate. ALLEVYN Life er velegnet til anatomisk vanskelige områder som albuer. Bandasjens hjørnefliker kan overlape ved applikering, men sørg for at bandasjen ikke strekkes eller brettes.

I den innledende fasen av sårbehandlingen, bør ALLEVYN Life inspiseres i henhold til lokal klinisk protokoll.

Brukes produktet på infiserte sår, bør såret inspiseres og behandles i henhold til kliniske retningslinjer. Bandasjen kan ligge på såret i opptil 7 dager, med unntak av i sacrum-området hvor bandasjen kan sitte på i opptil 5 dager, avhengig av sårets tilstand og den omkringliggende hud, eller inntil sår væsken dekker mer enn 50% av sårputen utenfor den sentrale kjernen.

De ovennevnte veiledningene for bandasjeskift og beslutningen om å skifte bandasje, bør vurderes klinisk og i henhold til lokale retningslinjer.

Kontraindikasjoner og forsiktighetsregler

ALLEVYN Life skal ikke brukes sammen med oksidasjonsmidler som hypoklorittopløsninger (for eksempel EUSOL) eller hydrogenperoksid da disse kan bryte ned det absorberende polyuretanlaget i bandasjen. Dersom rødhet eller sensibilisering oppstår, skal bruk av bandasjen opphøre. Ikke klipp i bandasjen da komponenter i bandasjen kan kontaminere såret og forsinke tilhelingen.

ALLEVYN Life må ikke brukes som trykkavlastning alene, men bør alltid brukes i kombinasjon med annet trykkavlastende utstyr. ALLEVYN Life er et engangsprodukt. Dersom ett og samme produkt brukes på mer enn en pasient, kan krysskontaminasjon eller infeksjon oppstå. Åpnet emballasje bryter den sterile barrieren, derfor skal ubrukte bandasjer i brutt emballasje ikke spares for bruk på et senere tidspunkt. Toppfilmen på bandasjen er vannett, men utvis varsomhet ved dusjing når helen er bandasjert, slik at bandasjen ikke gjennomfuktes.

Fjerning

ALLEVYN Life fjernes ved å løfte i en flik av bandasjen, og så trekkes bandasjen langsamt bakover til bandasjen er fjernet helt fra såret.

Sakralbandasjen bør fjernes fra toppen og ned mot anus for å redusere risikoen for kontaminering.



De ovennevnte veiledningene for bandasjeskift og beslutningen om å skifte bandasje, bør vurderes klinisk og i henhold til lokale retningslinjer.

Bestillingsinformasjon

| Artikkel | Beskrivelse | Antall pr. salgsenhet |
|----------|--|-----------------------|
| 66801067 | 10.3cm x 10.3cm (93cm ²) | 10 |
| 66801068 | 12.9cm x 12.9cm (146cm ²) | 10 |
| 66801069 | 15.4cm x 15.4cm (211cm ²) | 10 |
| 66801070 | 21cm x 21cm (392cm ²) | 10 |
| 66801304 | Heel 25cm x 25.2cm | 5 |
| 66801306 | Sacrum 17.2cm x 17.5cm (235cm ²) | 10 |
| 66801307 | Sacrum 21.6cm x 23cm (386cm ²) | 10 |

ALLEVYN - People first, outcomes follow

For patients. For budgets. For today.™

Wound Management
Smith & Nephew AS
Nye Vakås vei 64
1395 Hvalstad
Norge

www.smith-nephew.com

™Trademark of Smith & Nephew
© Smith & Nephew januar 2014
14-01866-NO



T +47 66 84 20 20
F +47 66 84 20 90

Referanser

1. Data on File Report DS/12/157/DOF, June 2012. Roberts Sarah. Physical properties of ALLEVYN Life. 2. Smith & Nephew data on file report OR-DOF 020 An open, prospective, randomised, comparative volunteer trial to compare the performance of silicone adhesive dressings. Mepilex™ Border. 3. Smith & Nephew data on file report OR-DOF 041 An open, prospective, randomised, volunteer trial to assess the retention qualities of ALLEVYN Life and Biatain™ Silicone. 4. Smith & Nephew data on file report OR-DOF 011, Results from a multi-centre, non-comparative clinical in market evaluation of ALLEVYN Gentle Border dressing and from Open, prospective randomised, within volunteer comparison of Dakota and Mepilex Border in terms of showerproof and use on awkward areas. Hussein D; August 2010. 5. Smith & Nephew data on file report DS/12/129/DOF Simulated wound model testing of ALLEVYN Life and Mepilex Border. 6. Smith & Nephew data on file report DS/12/130/DOF Simulated wound model testing of ALLEVYN Life and Mepilex Border. 7. Data on File Report DS/12/127/DOF, June 2012. Roberts Sarah. Odour reducing properties of ALLEVYN Life. 8. Smith & Nephew data on file report DS/12/185/DOF Impact protection properties of ALLEVYN Life, Mepilex Border and Biatain Silicone. 9. Rossington A *et al.*, Clinical performance and positive impact on patient wellbeing of ALLEVYN Life. Wounds UK 2013, Vol 9, No 4. 10. Stephen-Haynes *et al.*, An appraisal of the clinical performance and economic benefits of a silicone foam in a large UK primary care organisation. Journal of Community Nursing 2013.