

Formbar skumbandasje med eksudatkanaler

- Håndterer væske bedre enn andre skumbandasjer^{1,2}
- Absorberer både tynt- og tyktflytende sårveske³⁻⁵
- Atraumatisk mot såret og den omkringliggende huden⁷⁻⁹
- Mindre smerte ved bandasjeskift⁷⁻⁹

Safetac-lag


- Reduserer skade og smerte ved bandasjeskift⁷⁻⁹
- Hefter skånsomt til tørr hud, men ikke til fuktige såroverflater
- Forsegler sårkantene og minimerer risikoen for maserasjon⁶

Polyuretan baksiddefilm

- Pustende
- Vannfast
- Barriere for virus og bakterier >25nm

Skumpute i polyuretan


- Svært god væskehåndtering
- De unike eksudatkanalene absorberer både tynt- og tyktflytende sårveske³⁻⁵
- Formbart og fleksibelt skum



SafetaC
TECHNOLOGY

Bandasjer med Safetac® teknologi forhindrer unødig smerte

- Mange pasienter opplever smerte og forlenget helingstid grunnet dårlige bandasjevalg¹²
- Bandasjer med Safetac er klinisk bevist å minimere skade på såret, den omkringliggende huden og smerte for pasienten⁷⁻⁹
- Smerte forårsaker stress, og stress forsinker sårhelingen¹³
- Fordi bandasjer med Safetac minimerer skade, smerte og stress, reduseres også risikoen for forsinket sårheling. Raskere tilheling betyr lavere kostnader^{14,15}




Hudstripping ved bruk av tradisjonelle heftemidler



Ingen hudstripping ved bruk av Safetac teknologi


Hvordan bruke Mepilex® XT



1. Rens sårområdet, følg vanlig prosedyre. Tørk den omkringliggende huden godt og fjern releasefilmen.



2. For best resultat bør Mepilex XT overlape omkringliggende hud med minst 1-2 cm for små størrelser og 5 cm for store størrelser, for å beskytte den omkringliggende huden for maserasjon. Appliser den heftende siden mot såret. Mepilex XT kan klippes til riktig størrelse. Ikke strekk bandasjen.



3. Om nødvendig, sikre Mepilex XT med en fikerende bandasje eller hudvennlig tape langs kantene.

Hvordan Mepilex XT fungerer

Mepilex XT er en myk og svært føyelig skumbandasje med integrerte kanaler, designet for å raskt transportere sårveske til den absorberende skumputen³⁻⁵.

Safetac-laget forseglar sårkantene, slik at sårveske hindres i å lekke ut på den omkringliggende huden, og minimerer risikoen for maserasjon⁷. Safetac sikrer også at bandasjen kan skiftes uten å risikere skade på huden eller den omkringliggende huden og forårsake smerte for pasienten⁷⁻⁹.

Fordeler med Mepilex XT

- Absorberer både tynt- og tyktflytende sårveske³⁻⁵
- Kan brukes i alle stadier av helingsprosessen⁶
- Reduserer smerte og skade ved bandasjeskift¹⁵
- Komfortabel for pasienten
- Kan brukes under kompresjon
- Kan ligge på såret i opptil flere dager, avhengig av sårets tilstand⁶
- Kan klippes til riktig størrelse
- Sitter på plass og frigjør derfor begge hender for enklere applisering av fiksering eller kompresjonsbandasje

Bruksområder

Mepilex XT egner seg til en rekke væskende akutte og kroniske sår i alle helende stadier, som for eksempel:

- Legg- og fotsår
- Trykksår
- Traumatiske sår

Forholdsregler

- Skal ikke brukes på pasienter med kjent sensitivitet for bandasjen eller dens komponenter
- Ved tegn på klinisk infeksjon, kontakt en kliniker for behandling
- Bruk ikke Mepilex XT i kombinasjon med oksiderende midler som hypokloride løsninger eller hydrogenperoxid
- Mepilex XT kan brukes under kompresjon og trengs ikke klippes til for å passe sårets eksakte størrelse

Referanser:

1. SMTL TM-390 & TM-404 Fluid Handling Capacity & Free Swell Absorption Capacity report 20130123-006.
2. SMTL TM-390 & TM-404 Fluid Handling Capacity & Free Swell Absorption Capacity report 20130729-001.
3. Molnlycke Health Care data on file report 20130104-004.
4. Molnlycke Health Care data on file report 20130515-001.
5. Molnlycke Health Care data on file report 20120815-004.
6. Lantini, A., Diegel, C., Scheske, J., Schmitt, C., Bronner, A., Burkhardt, S. Use of a new foam dressing with soft silicone in German specialist wound care centres. E-poster presentation at European Wound Management Association conference, London, UK.
7. White R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008 4(1):14-22.
8. Upton D. et al. The impact of atraumatic vs conventional dressings on pain and stress in patients with chronic wounds. Journal of Wound Care 2012 21(5):209-215.
9. White R. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK 2005 1(3):104-109.
10. Meaume, S., Van De Looerbosch, D., Heyman, H., Romanelli, M., Ciagherotti, A., Charpin, S. A study to compare a new self-adherent soft silicone dressing with a self-adherent polymer dressing in stage II pressure ulcers. Ostomy Wound Management 2003;49(9):44-51.
11. Trouchet, F., Guibon, O., Meaume, S. Clinicians' rationale for using a silver dressing: the French OMAg-E observational study. Journal of Wound Care 2012; 21(12): 620-625.
12. Upton D. et al. Pain and stress as contributors to delayed wound healing. Wound Practice and Research 2010 18(3):114-122.
13. Upton D. et al. Stress and pain associated with dressing change in patients with chronic wounds. Journal of Wound Care 2012;21(2):53-61.
14. Butcher M, White R. Quantifying the financial impact of pain at dressing change. In: Psychological Impact of Pain in Patients with Wounds. Upton, D. Eds. Wounds UK, London, United Kingdom, 2011:52-77.
15. Charlesworth B. et al. Dressing-related trauma: clinical sequelae and resource utilization in a UK setting. ClinicoEconomics and Outcomes Research 2014;6:227-239.

Les mer på www.molnlycke.no

Molnlycke Health Care AS
Postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo
Telefon 22706370
www.molnlycke.no

The Molnlycke Health Care, Mepilex® XT names and respective logos are registered globally to one or more of the Molnlycke Health Care Group of Companies. © 2015 Molnlycke Health Care AB. All rights reserved



Mepilex® XT sortiment (sterilt pakket)

Art. nr	Str. i cm	Antall i eske	Antall i kartong
211015	5 × 5	5	40
211100	10 × 10	5	70
211200	10 × 20	5	45
211300	15 × 15	5	25
211400	20 × 20	5	20
211500	20 × 50	2	12

