



PRODUKTSPEKIFIKASJONER


Sprøytestr. (kun B. Braun Omnifix)	2 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml sprøyte til engangsbruk
Infusjonshastighet	0,1 - 20 ml/t
Alarmer	Tomt batteri, Mekanisk feil, Okklusjon, Sprøyte frakoblet, Fullført.
Varsler	Batteri lavt, Beskjed til bruker, Sprøyte frakobl, Nesten tom
Nøyaktighet	± 2 %
Bolusvolum (bruk av kontrollpanel)	Kan programmeres fra 0,1 ml til kapasiteten for sprøytestørrelsen.
PCA-funksjon (bruk av PCA-boluskabel)	PCA-volum kan programmeres fra 0,1 ml til ¼ av sprøytens kapasitet. Sperreintervallet mellom to PCA-er kan programmeres fra 5 til 60 minutter i trinn på 5 minutter.
OLED-display	Displaymeldinger vedrørende: sprøytestørrelse; hastighet angis som ml/t, alarmmeldinger, driftsstatus.
Indikatorlampe for "LAVT BATTERI"	Blinkende gul/rød indikatorlampe når batteriet er lavt eller utladet.
Maks. infusjonstrykk	≤ 0,12 Mpa / 17,4 psi (med 10 ml sprøyte)
Okklusjonsalarmtrykk	0,12 Mpa / 17,4 psi (med 10 ml sprøyte)
Sikkerhetsgodkjenninger	CE 0086, IEC 60601 - 1 - 8: 2003, Type CF,
Batteristørrelse	IPX1 AA x 3
Mål	166 (B) x 60 (H) x 30 (D) mm
Vekt	≤ 180 g (uten batteri)

canafusion

Forhandler i Norge: B. Braun Medical AS | Kjernåsveien 13 B | 3142 Vestskogen | Norge
Tlf. 33 35 18 00 | www.bbraun.no | E-post: kundeservice.no@bbraun.com



canafusion
proudly canadian!




CE
0086



CA-500
Ambulatorisk
sprøytepumpe

CA-500 ambulatorisk sprøytepumpe


CA-500 er en bærbar, intuitiv sprøytepumpe som er ideell for tilførsel av medikamenter og væsker i små volum og ved lav hastighet. Pumpen har et omfattende utvalg av egenskaper og er egnet for infusjonsbehandling ved en lang rekke bruksområder hos innlagte og polikliniske pasienter og ved hjemmesykepleie.



- Lett og kompakt, fullstendig bærbar og enkel å ha med seg i en spesialtilpasset bæreevne.
- Kan tilpasses sprøytetørrelser på 1 ml til 20 ml fra kjente produsenter.
- Digital programmering med et lysende OLED-display som er spesielt lett å lese under forhold med sterkt eller svakt lys.
- Lydalarmer med melding på displayet og blinkende lampe sørger for svært god beskyttelse.
- Intuitiv PCA-funksjon gjør det mulig for pasienten å tilføre en ekstra dose for hurtig smertelindring med et enkelt knappetrykk.


Programmerbart
PCA-volum og
sperreintervall

SIKKERHET OG TILBEHØR



Alarmindikatorer

En umiddelbar identifikasjon av pumpens alarm- eller varselmeldinger.




Lysende OLED-display

Lysende og energisparende OLED-display viser både infusjonshastighet og alarmmelding.



Sprøyteteksel

Beskytter sprøyten under infusjon for å garantere en sikker og nøyaktig infusjon.



PCA-boluskabel

Pasienten kan klikke på bolusknappen for å injisere en ekstra dose.



Bæreevne


Bæreevnen har en programmerbar lås og utgang for PCA-kabelen og IV-slangen til pasienten.




Pakningens innhold

Pakningen inneholder: CA-500-pumpe, PCA-boluskabel, sprøyteteksel, bæreevne med programmerbar lås.

BRUKSOMRÅDER



Talassemi (Desferal)



Behandling av nyfødte



Parkinson (apomorfinhydroklorid)



CA-500 ambulatorisk sprøytepumpe