

HemoCue® Hb 801 System

INNOVASJON PÅ SITT BESTE ...

*... fra pionerene innenfor
Hb-analysering*



HemoCue Hb 801
Pasientnær hemoglobin-analysering




HemoCue – innovatører av pasientnær Hb-analysering

Dette er HemoCue® Hb 801 System

For mer enn 35 år siden da vi startet pionerarbeidet innenfor pasientnær Hb-analysering, lyttet vi til helsepersonell for å finne opp det mest nøyaktige utstyret for pasientnær analysering. Produktene våre ble standarden innenfor Hb-analysering. Med innovative Hb 801 tar vi pasientnær Hb-analysering til et nytt nivå.

Hb 801 – utformet med dine behov i tankene



Få mest mulig tid sammen med pasientene



Opplev en effektiv daglig drift



Få pålitelige resultater pasientnært

Mer enn
350 000
leverte instrumenter

500 000
mikrokyvetter
produseres daglig

Mer enn
35
års erfaring

4
tester per sekund
på verdensbasis

Kunder i
130
land



Utformet med
dine behov
i tankene

Hverdagens virkelighet

Å kunne stole på et pasientnært system er ingen lett sak. Når responstiden er kritisk og behandlingsavgjørelser ikke kan vente, er du avhengig av løsninger som er enkle å betjene og konsekvent leverer nøyaktige resultater som du kan stole på.

Hos HemoCue utvikler vi pasientnære verktøy og løsninger som muliggjør en pålitelig, rask og enkel diagnostisering, for å støtte opp under dine medisinske avgjørelser.

HemoCue® Hb 801 System

Innovative Hb 801 er brukervennlig og gir effektiv arbeidsflyt, med tilkoblingsmuligheter som gir raske resultater mens pasienten er til stede.



Få mest mulig tid sammen med pasientene

- ✓ Umiddelbare resultater på mindre enn 1 sekund
- ✓ Arbeid hvor som helst med fleksible strømforsyningsalternativer
- ✓ Enkel rengjøring – mindre nedetid



Opplev en effektiv daglig drift

- ✓ Sett rengjøringspåminnelser og planlegg kvalitetskontroller*
- ✓ Overvåk arbeidsflyt og resultater med stor skjerm og store symboler
- ✓ «Let-go-grip» – ingen behov for å holde nede mikroknyvetten



Få pålitelige resultater pasientnært

- ✓ Fabrikkkalibrert ifølge ICSH-anbefalt referansem metode. Ingen ytterligere kalibrering er nødvendig
- ✓ Robust design og nøyaktig analysering innenfor et stort temperatur- og fuktighetsområde
- ✓ Innebygd selvtest



HemoCue® Hb 801 Analyzer



* 10–40 °C

Den unike mikrokyvetten

Den unike HemoCue-mikrokyvetten fungerer som pipette, prøverør og målekyvette – alt i ett. Den er bygget på HemoCues pålitelige mikrokyvetteteknologi – med en kvalitet du kan stole på og med konsekvent lot-til-lot-reproduserbarhet.

«Let-go-grip»

Bare sett inn og slipp
med en gang

Ikke nødvendig å holde
under måling

Større kropp på mikrokyvetten

Mer praktisk og bedre grep

Fleksibilitet –
mikrokyvetten kan settes
inn begge veier

Lite prøvevolum

10 µL – perfekt til både
kapillær og venøs
prøvetaking

Designet for varme og fuktige omgivelser


10–40 °C
Luftfuktighet:
opptil 90 % ved 25 °C
og 75 % ved 40 °C



HemoCue® 801 Connect

Registrer, last ned og installer

Tre enkle trinn som låser opp flere muligheter i Hb 801 Analyzer.



Med HemoCue® 801 Connect blir arbeidsflyten enklere

Programvaren gjør Hb 801 Analyzer mer brukervennlig og forenkler den daglige arbeidsflyten.

Konfigurer avanserte instrumentinnstillinger, implementer på flere instrumenter eller planlegg rengjøring og QC-test.

Minimer risikoen for feilregistrering av resultat. Med funksjonen Kopier/Lim inn overføres data til pasientjournalen på en sikker og enkel måte.

Dokumenter analyseprosessen og vær klar for et eventuelt tilsyn

Med 801 Connect sikrer du at rengjøringspåminnelser og QC-tester planlegges og dokumenteres, slik at du kan være klar for tilsyn på et øyeblikks varsel.



www.hemocue.com/801connect



Tilkobling

- Tilgang til nettbibliotek med bruksanvisninger og veiledninger
- Oversikt over instrumenter
- Kalendervisning med planlagte påminnelser



Konfigurering

- Avanserte konfigurasjonsmuligheter for instrument
- Konfigurasjonsoppsett for flere instrumenter
- Automatisk synkronisering av dato og klokkeslett



Overføring

- Eksport av data – enkeltresultater og (PDF, CSV) med muligheter for å legge til mer informasjon
- Funksjon for kopiering/innliming av resultater fra et tilkoblet instrument

HemoCue® Hb 801 System

INNOVASJON PÅ SITT BESTE ...

*... fra pionerene innenfor
Hb-analysering*

- ✓ Resultater med laboratorienøyaktighet på mindre enn 1 sekund
- ✓ Enkel rengjøring og vedlikehold
- ✓ Innebygde tilkoblingsfunksjoner
- ✓ Programvare for utvidet funksjonalitet



HemoCue AB, Box 1204, SE-262 23 Ängelholm, Sverige.
Tlf. +46 77 570 02 10. Faks +46 77 570 02 12.
info@hemocue.com | hemocue.com