

Maksvekt: 150 kg




Koval Mover Flexi har en justerbar basekonfigurasjon med håndtak for forbedret stabilitet og bedre tilgang, og er en utmerket erstatning for rullestol. Roterende polstrede seter og polstret knestøtte gir komfortabel sittestilling med en rask, stabil og sikker transport av en pasient til sengen, stolen eller toalettet og tilbake igjen. De bakre hjulene kan låses ved hjelp av en brems. Koval Mover er nyttig for transport av pasienter, som har vanskeligheter med å gå eller stå.

Nettside for produkt:

<https://www.norengroshx.no/kovalmoverflexi/>

Mål



Måldata

Innside av hjulbase:	450 - 640 - 830 mm
Utside av hjulbase	580 - 770 - 970 mm
Høyde	1050 mm
Lengde	930 mm
Bredde	640 mm
Benspreder høyde fra gulv	100 mm

Forventet levetid

Produktet har en forventet levetid på 10 år ved riktig bruk, vedlikehold og jevnlig kontroll i henhold til Koval sine instruksjoner.



Garanti

5 års garanti mot fabrikasjonsfeil

Tekniske data

Maks. last:	150 kg
Materiale:	Pulvermalt stål
Totalvekt:	33 kg
Hjul:	Foran: 75 mm tvillinghjul Bak: 75 mm tvillinghjul med bremsar
Standard farge polstring:	ATOL

Fargekart

 BELA WHITE F6461198	 BEŽ BEIGE F6461636	 KREM CREME F6461210	 PEŠČENA SAND F6461230	 LIMONA LEMON F6461343	 MARELICA APRICOT F6461458
 MANGO MANGO F6461607	 ŽAFRAN SAFRAN F6461542	 ORANŽNA ORANGE F6461556	 KARNEOL F6461557	 RDEČA RED F6461454	 ČEŠNJA CHERRY F6461199
 KORN CORN F6461457	 LIMETA LIME F6461543	 SMARAGD EMERALD F6461455	 AGAVE F6461273	 PISTACIJA PISTACHIO F6461610	 MINT F6461495
 AQUA F6461456	 TURKIZ TURQUOISE F6461338	 DELFIN DOLPHIN F6461609	 KAMENA STONE F6461608	 MODRA BLUE F6461496	 SKY F6461581
 ATOL F6461453	 ROYAL F6461196	 OCEAN F6461204	 ČOKO CHOCO F6461357	 CIKLAMA CYCLAME F6461381	 VIOLET F6461356
 ORHIDEJA ORCHIDEE F6461354	 BORDO F6461350	 PERLE F6461288	 KROM CHROM F6461205	 ANTRACIT F6461197	 ČRNA BLACK F6461195

Rengjøring og desinfisering

Sikkerhetsanbefalinger

Rengjørings- og desinfeksjonsprosedyrer for Koval Mover. Disse instruksjonene erstatter ikke institusjonens egne retningslinjer for rengjøring og desinfisering.

- Bruk verneutstyr i henhold til produsentens instruksjoner og institusjonens retningslinjer under rengjøring, slik som gummihandsker, briller, forkle, ansiktsmaske og skoovertrekk.
- Rengjør aldri løfteren ved å helle vann på den. Bruk ikke damp eller en høytrykkspyler.
- Se anbefalinger fra produsenten av rengjørings- og desinfiseringsproduktet.

Utstyr:

- Verneutstyr (for eksempel gummihandsker, vernebriller, forkle, maske og skoovertrekk) som anbefalt av institusjonens retningslinjer og produsentens instruksjoner
- Rene bøtter
- Kluter til vasking og tørking
- Myk børste
- Varmt vann
- Hvis du vil vite hvilke rengjøringsmidler/desinfiseringsmidler som er kompatible eller ikke kompatible for bruk på Koval -produkter kan du se i bruksanvisningen.

Steg for steg rengjøringsinstruksjoner kan leses i bruksanvisning.



Sertifiseringer:

NS-EN 12182:2012	Hjelpemidler for personer med nedsatt funksjonsevne
NS-EN ISO 15223-1:2017-02 (eq. NS-EN ISO 15223-1:2016)	Medisinsk utstyr - Symboler for medisinsk utstyr til bruk på etiketter, som merking og til informasjon
EN ISO 14971:2020 (eq. EN ISO 14971:2019)	Medisinsk utstyr — Bruk av risikostyring for medisinsk utstyr
ISO 10535:2006	Personløftere til forflytning av funksjonshemmede — Krav og prøvingsmetoder



KOVAL d.o.o.
Loka pri Žusmu 9
3223 Loka pri Žusmu
Slovenia