



LA OSS ENDRE SYNET DITT



HillromTM

**Welch Allyn® PanOptic™ Plus oftalmoskop og
Welch Allyn® MacroView™ Plus otoskop**

STØRRE, KLARERE VISNINGER

Å undersøke strukturen i øyne og ører er en flyktig men like fullt avgjørende del av den fysiske undersøkelsen. Derfor har vi lyttet til utallige leverandører og omformet våre otoskoper og oftalmoskoper, slik at de kan gi forbedrede undersøkelser.

Ta en nærmere titt på det nye Welch Allyn® PanOptic™ Plus oftalmoskopet og Welch Allyn® MacroView™ Plus otoskopet med klar, hvit LED-teknologi.



20X

STØRRE VISNINGSOMRÅDE

Standard
oftalmoskop



PanOptic
oftalmoskop



3X

STØRRE VISNINGSOMRÅDE

Standardotoskop



MacroView-
otoskop





PANOPTIC PLUS OFTALMOSKOP

- Omdesignet med en kjent formfaktor
- LED-belysning med lang varighet
- Øyeinnretningsteknologi støtter pasientens blikk for enklere tilgang til øyet

MACROVIEW PLUS OTOSKOP

- LED-belysning med lang varighet
- Bruk den sammen med det nye Welch Allyn LumiView Clear ørespekulum for å få klarere visninger
- Fokusfri design



BYTT FRA OPTISK TIL DIGITAL

PanOptic Plus oftalmoskop og MacroView Plus otoskop leveres klare til digital drift. Legg til Welch Allyn iExaminer Smartbracket, og ta bilder og video under en optisk undersøkelse.

FRI BANE TIL LYSERE VISNINGER

Det nye gjennomsluktige LumiView™ ørespekulum er unikt takket være 4X lysstyrke gjennom et spekulum for voksne sammenlignet med et svart spekulum. I tillegg er den bakoverkompatibel med alle Welch Allyn-otoskop.





ENKLERE SAMHANDLING

Med Plus-enhetene kan du gå fra optisk til digital med noen få klikk og utvide mulighetene dine. Med iExaminer Pro-appen kan du ta bilder og sende øye- og ørebilder for sporing, trending og enkle konsultasjoner med spesialister.

Utforsk de nye systemene våre med Plus-modeller, eller oppdater enhetshodene som er bakoverkompatible.



Se selv hvordan Hillrom tar omsorg med inn i fremtiden på hillrom.com/physicalexam.

hillrom.com

PanOptic skal brukes av helsepersonell og medisinsk kvalifisert personell til undersøkelse av netthinnen, hornhinnen, vannholdig linse og glasslegemet under belysning og forstørrelse hos barn og voksne pasienter. MacroView skal brukes av leger og medisinsk kvalifisert personell til undersøkelse av ytre øre, ørekanal og tympanisk membran under belysning og forstørrelse på pediatriske og voksne pasienter. Otoskopet skal også vurdere fleksibiliteten til tympanisk membran gjennom lufttrykk og generell belysning av munn- og nesehulene. Medisinsk utstyr (93/42/EØF): Klasse I-producent (CE): Welch Allyn, Inc., 4341 State Street Road, Skaneateles Falls, NY 13153 USA. EC-rep.: Welch Allyn Limited, Navan Business Park, Dublin Road, Navan, County Meath, C15 AW22, Irland. Dette medisinske utstyret er et regulert helseprodukt som er forskriftsmessig CE-merket. Les nøye gjennom instruksjonene for sikker og riktig bruk i dokumentene som følger med de medisinske enhetene. Personell i helseinstitusjoner er ansvarlig for riktig bruk og vedlikehold av disse medisinske enhetene. Hill-Rom forbeholder seg retten til å foreta endringer i design, spesifikasjoner og modeller uten forhåndsvarsel. Den eneste garantien Hill-Rom gir, er garantien som eksplisitt gis skriftlig ved salg eller leie av produktene.