


OPTICELL SMART




ÉN SMART PUMPE
TRE FORSKJELLIGE
SYSTEMER, ELLEVE
MADRASSER



FAST VEKSLENDE
FOR JEVNERE
BYTTING



LAVT TRYKK
UAVHENGIG AV
BRUKERVEKT GJENNOM
AUTOMATISERING



ALTERNATIVT
ELLER STATISK
LUFFTRYKK



**MULTI-SONEAV-
LASTNING** FOR
ENKELT Å FRIGJØRE
CELLER



HYGIENE-KONTROLL
MED OPTITEX 4-VEIS
STREKKDEKSEL



KABELKANAL
FOR LEDNINGS- OG
KABLINGSBESKYTTELSE

*Neste generasjons helautomatiske og trykkfordelingssystem
av luftmadrasser med innovative egenskaper.*

FLEKSIBEL MED OPTICELL SMART

Én pumpe – tre systemer, elleve madrasser

Å kunne bruke samme pumpe til elleve forskjellige madrasssystemer forenkler riktig og sikker bruk. Järven Health Care ønsker å skape et trygt og effektivt arbeidsmiljø med en pumpe som er brukervennlig og fungerer med flere ulike madrasser.

Dette for å gi en fleksibel løsning med raskere læring, reduserte vedlikeholdskostnader og redusert lagerbehov. Kombinert med høy kvalitet og god driftssikkerhet er den rett og slett SMART.



MADRASS-MODELL	MADRASS-HØYDE	MAKS BRUKERVEKT	TRYKKSÅR-KATEGORI	MATERIALE LUFTCELLER	SENGEMADRASS ENKELTCELLE	MADRASS LUFT OG SKUM*	MADRASS CELLE-PÅ-CELLE
SMART N4	4" / 10 cm	210 kg	3	Nylon/PU	●		
SMART N5	5" / 13 cm	230 kg	3	Nylon/PU	●		
SMART N6	6" / 16 cm	230 kg	3	Nylon/PU			●
SMART N7	7" / 18 cm	230 kg	3	Nylon/PU		●	
SMART N8	8" / 20 cm	250 kg	3	Nylon/PU			●
SMART T5	5" / 13 cm	230 kg	4	TPU	●		
SMART T7	7" / 18 cm	230 kg	4	TPU		●	
SMART R6	6" / 16 cm	230 kg	4	TPU			●
SMART R7	7" / 18 cm	240 kg	4	TPU			●
SMART R8	8" / 20 cm	250 kg	4	TPU			●
SMART R10	10" / 25 cm	350 kg	4	TPU			●

* 5 cm skumbunn på innsiden av dekselet.

STANDARDSTØRRELSER 200/210/220 x 80/85/90/105/120 x 10-25 cm ■ **CELLER** Madressen har utskiftbare celler av nylon eller myk TPU (polyuretan) med Micro-Air-Loss-funksjon ■ **DEKSEL** OptiTex™ 4-veis strekkdeksel i myk, elastisk PU. ■ **PUMPEN OC55** er en avansert pumpe med sensorer som automatisk tilpasser seg brukerens vekt. Lydnivå 21 db. 100-250 V / 50 Hz. ■ **GARANTI** 2 år på produksjonsfeil ■ **BRANNSTANDARD** SS 876 00 01, EN 597-1 og 2. ■ **RESIRKULERING** Se brukerhåndboken ■ **VEKT** madrass (200 x 90 cm) 6-10 kg avhengig av serie, pumpe 3/4 kg ■ **MERKING** produksjonsår, måned, uke, EAN, vedlikeholdsinstruksjoner, standarder oppfylt og plassering i sengen.



Bromsvägen 3 | SE-891 60 Örnsköldsvik | SVERIGE
Telefon: +46(0)660 - 22 28 50 | Telefaks: +46(0) 660 - 824 10
www.jarven.se | healthcare@jarven.se