



3-KOMPONENT-
SPRØYTER

OMNIFIX®

SPRØYTER MED LUER- LUER/LOCK OG KATETERANSATS

OMNIFIX®

Omnifix®	Art. nr:	Luer	Graderingsintervall	Indre diameter	Gjennomsnittlig restvolum
	9161406V	Omnifix® 1 ml	0,01 ml	4,69 mm	0,05 ml
	4616022V	Omnifix® 2 ml	0,1 ml	9,65 mm	0,06 ml
	4616025V *	Omnifix® 3 ml	0,1 ml	9,65 mm	0,06 ml
	4616057V	Omnifix® 5 ml	0,2 ml	12,45 mm	0,07 ml
	4616103V	Omnifix® 10 ml	0,5 ml	15,89 mm	0,09 ml
	4616200V	Omnifix® 20 ml	1,0 ml	20,02 mm	0,10 ml
	4616308F	Omnifix® 30 ml	1,0 ml	21,97 mm	0,13 ml
	4616502F	Omnifix® 50 ml	1,0 ml	28,00 mm	0,11 ml

Omnifix®	Art. nr:	Luer-lock	Graderingsintervall	Indre diameter	Gjennomsnittlig restvolum
	9167006V	Omnifix® 1 ml	0,01 ml	4,7 mm	Mindre enn 0,01 ml
	4617029V	Omnifix® 2 ml	0,1 ml	9,65 mm	0,06 ml
	4617022V *	Omnifix® 3 ml	0,1 ml	9,68 mm	0,06 ml
	4617053V	Omnifix® 5 ml	0,2 ml	12,45 mm	0,06 ml
	4617100V	Omnifix® 10 ml	0,5 ml	15,89 mm	0,07 ml
	4617207V	Omnifix® 20 ml	1,0 ml	20,02 mm	0,07 ml
	4617304F	Omnifix® 30 ml	1,0 ml	21,97 mm	0,13 ml
	4617509F	Omnifix® 50 ml	1,0 ml	28,00 mm	0,11 ml

Omnifix®	Art. nr:	Kateteransats	Graderingsintervall	Indre diameter	Gjennomsnittlig restvolum
	4613503F	Omnifix® 50ml	1,0 ml	28,00 mm	0,11 ml
	4614003F	Omnifix® 100ml m/luer adapter	2,0 ml	N/A	0,11 ml

* Omnifix® 3 ml sprøyter tilgjengelig kun på forespørsel.

Omnifix® 1 ml	PP polypropolen	PS polystyren	IR Isopren syntetisk gummi	Silikon
Sprøytekammer	X			
Sprøytestempel		X		
Stempelstopper			X	
Smøremiddel				X

Omnifix® 2, 3, 5, 10, 20, 30 og 50 ml	PP polypropolen	PS polystyren	IR Isopren syntetisk gummi	Silikon
Sprøytekammer	X			
Sprøytestempel	X			
Stempelstopper			X	
Smøremiddel				X

Sprøytene er DEHP-fri og latexfri



Ta kontakt for
informasjon om Injekt®
2-komponent sprøyte.

BRUK AV OMNIFIX® TIL CYTOSTATICA:

Omnifix® kan brukes sammen med cytostatica, inkl. Taxol.

BRUK AV OMNIFIX® TIL INSULIN:

Materialmessig kan Omnifix® brukes til insulin.

Merk: Graderingen på Omnifix® er i ml. Insulin måles i enheter. For korrekte verdier anbefales bruk av Omnican®, som har gradering i internasjonale insulinheter (IE).

BRUK AV OMNIFIX® TIL NITROGLYSERIN:

B. Braun har ikke foretatt spesifikke tester på bruk av Omnifix® sammen med nitroglyserin. Det informeres imidlertid følgende: Substanser med det aktive virkestoffet Glyceroltrinitrat vil kunne miste noe av virkestoffet i kontakt med stempelstopperen (Isopren syntetisk gummi) på Omnifix® pga. adsorpsjon. Basert på erfaringer med Polyetylen og Polypropylen, har disse materialene ikke samme effekt. Det anbefales derfor bruk av Injekt® 2-komponentsprøyter til dette.

MATERIALER I INJEKT®:

Sprøytekammer: Polypropylen

Sprøytestempel: Polyetylen

Ingen stempelstopper