




Hoftebukse

En bukse med integrert beskyttelse for å bruke i det daglige under dine klær for å beskytte hoftene dine ved et eventuelt fall.



Gir en diskret følelse med en perfekt passform for komfortabel bruk hver dag. Passer både for deg som er aktiv og som ønsker å beskyttes under en spesifikk aktivitet, eller om du føler deg ustø og vil føle deg trygg i hverdagen. For eksempel under en gåtur eller når du handler i butikken.

- Alle med risiko for å falle
- De med nedsatt balanse.
- De som kan ha falt allerede og klart seg, men som nå kvier seg for å gå ut på grunn av risikoen for å falle på nytt.
- De med redusert mobilitet, men som ønsker å komme seg opp og ut.

Hoftebukse

Hva er en hoftebukse?

En bærbar beskyttelse som er designet for å redusere kraften mot den øvre delen av hoftebenet ved et fall.

Buksen har to oppgaver:

- Slagbeskyttelsen er laget av VPD stoff og reduserer kraften mot hoften ved et fall.
- Holde beskyttelsen på plass. Buksen er laget av 68 % polyamid og 32% lycra og vil ikke tøy eller strekke seg utover dagen (slik som f.eks. bomull kan gjøre)

En hoftebukse vil ikke eliminere risikoen for å falle, men den bidrar til å redusere risikoen for brudd i en fallulykke. Ifølge en rapport fra det svenske folkehelseinstituttet faller en tredjedel av de eldre hvert år, og for de som er 80 år eller eldre faller ca. halvparten. Fallulykker og følgende konsekvenser utgjør et stort helseproblem i samfunnet. I Sverige så blir 70 000 personer innlagt på sykehus hvert år på grunn av en fallskade.¹

Norge er på verdenstoppen i forekomst av hoftebrudd. Hoftebrudd medfører mye smerte, funksjonstap, redusert levealder og store utgifter for helsevesenet.²



Produktfordeler

- Enkel å bruke under vanlige klær. Beskyttelsen er kun 11 mm tynt.
- Perfekt passform.
- Passer alle kroppsformer og sitter godt over alle kroppsdelene. Brukes med fordel over undertøy da stoffet er tynt og pustende.
- Beskyttelsen er myk og fleksibel ved normalt bruk. Ved et fall endres molekylstrukturen etter hvert som kraften utøves, da blir beskyttelsen hard og beskytter hoften.
- Buksen kan vaskes på 60 grader, beskyttelsen tas lett ut av en lomme og tørkes av med en fuktig klut.


Hoftebeskyttelses bukser

Hoftefrakturer skyldes som oftest et fall sidelengs mot øvre del av lårbeinet og hoftebeskyttelsesbuksen skal redusere kraften av fallet mot dette område. Ifølge Statens beredning for medicinsk och social utvärdering (SBU) i Sverige, så er det kunnskapshull om hoftebeskyttere og fallforebyggende tiltak for å redusere brudd generelt. I visse selektive eldre pasientgrupper som har høy risiko for fall på sykehjem og i omsorgsboliger, synes buksen å beskytte godt mot brudd.

Det er vesentlig at buksen har rett størrelse. Hoftemålet skal tas over setet på det bredeste stedet. Å gi informasjon til pasient, pårørende og pleiepersonell er viktig for at buksen skal få tiltenkt effekt.

Bestillingsinformasjon

Produkt	Størrelse	Hofteomkrets (A)	PartnerMed Art. nr.	Antall pr. pk.	Antall pk. pr. krt.
Lifehip herre	Small	XX- XX cm	44061	1	8
Lifehip herre	Medium	XX- XX cm	44062	1	8
Lifehip herre	Large	XX- XX cm	44063	1	8
Lifehip herre	XL	XX- XX cm	44064	1	8
Lifehip dame	Small	XX- XX cm	44066	1	8
Lifehip dame	Medium	XX- XX cm	44067	1	8
Lifehip dame	Large	XX- XX cm	44068	1	8
Lifehip dame	XL	XX- XX cm	44069	1	8



¹ Kilde: <https://www.varldhandboken.se/vard-och-behandling/basal-och-preventiv-omvardnad/fallprevention/oversikt/>

² Kilde: <https://www.fhi.no/cristin-prosjekter/aktiv/hoftebrudd-i-norge-risikofaktorer-forekomst-og-overlevelse-norske-epidemi>