

3M

curos™

for desinfeksjon
av kateterkoblinger



3M™ Curostop™ Stopper

desinfeksjonspropp for åpne female luer
koblinger/kraner

Gjennomtenkt design

Curostop Stopper desinfeksjonspropp er designet for å passe en rekke female luer kateterkoblinger og kraner. Ved hjelp av 70% isopropylalkohol (IPA) desinfiseres den utsatte delen av koblingen, før tilgangen benyttes.

Den unike proppen vil også opprettholde trykket for å holde systemet lukket.




Alle pasienter, alle tilganger, alltid!



- Desinfiserer på 1 minutt. Beskytter åpne female luer koblinger i 7 dager - om den ikke fjernes.
- Designet for å passe en rekke kateterkoblinger og kraner.
- Den unike proppen opprettholder trykket for å holde systemet lukket.
- Klar fargekode for visuell bekreftelse på desinfeksjon.
- Har i in vitro tester vist seg effektiv mot seks mikroorganismer som vanligvis assosieres med K RBI: Staphylococcus aureus,

Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida glabrata og Candida albicans.

- I henhold til "2016 Infusion Therapy Standards of Practice", publisert av INS.
- For engangs bruk.
- Curos desinfeksjonspropp kan benyttes hjemme eller i helseinstitusjonen.



Skal kun brukes på åpne female luer koblinger.

Bestillingsinformasjon

Produkt	Størrelse	Produkt nummer	Stk./eske	Eske/kartong	Stk./kartong
3M™ Curos™ Stopper desinfeksjonspropp for åpne female luer koblinger og kraner	Enkeltpakket	CSV1-270R	270	8	2 160
	Strimmel (à 5 stk.)	CSV5-250R	5 stk./strimmel 50 strimler/eske	8	2 000



3M Norge AS
Avd. Health Care
Postboks 300, 2001 Lillestrøm
Tærudgata 16, 2004 Lillestrøm
Tel: 0 63 84
www.3m.no/helse

Printet i Norge. Vennligst resirkuler. © 3M 2017.
Alle rettigheter. 3M og Curos er varemerker fra 3M.
PL531160-1NO170607

For å lære mer om hvordan 3M kan hjelpe deg og din institusjon med å ivareta klinikere og pasienter, unngå kostbare komplikasjoner og øke pasientenes tilfredshet, kan du kontakte din lokale representant for 3M Critical & Chronic Care Solutions.